



Smart Mic

Käyttöohje



Sisältö

Ennen kuin aloitat	5
Johdanto	5
Pakkauksen sisältö	10
Osat	12
Johdatus laitteen käyttöön	14
Lataaminen	14
Kuulokojeiden yhdistäminen	17
Älypuhelimien tai musiikkisoittimen yhdistäminen	19
Yhdistämisen purkaminen	21

Päivittäinen käyttö	22
Kytkeminen päälle/pois päältä	22
Äänenvoimakkuuden säätäminen	23
Kuulokojeen mikrofoniin mykistäminen	24
❶ Puhelujen soittaminen	25
❷ Musiikin kuuntelu	28
❸ Käyttäminen etämikrofonina	30
❹ Käyttäminen kauko-ohjaimena	33
Tärkeitä turvallisuustietoja	34
Henkilöiden turvallisuus	34
Tuoteturvallisuus	41

Tärkeitä tietoja	44
Käyttötarkoitus	44
Tilan ja virran merkkivalon yleiskatsaus	45
Symbolien selitykset	49
Huolto ja hoito	51
Tekniset tiedot	52
Tietoa hävittämisestä	54
Vaatimustenmukaisuustiedot	55

Ennen kuin aloitat



VAARA

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan läpi, ja noudata tässä asiakirjassa annettuja turvallisuusohjeita vaurioiden tai vahingoittumisen välttämiseksi.

Johdanto

Smart Mic käyttää Bluetooth®*-tekniikkaa seuraavien toimintojen tarjoamiseksi.


* Bluetooth-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia, ja tuotteen laillinen valmistaja käyttää tällaisia tavaramerkkejä lisenssin alaisuudessa. Muut tuotemerkit ja tuotenimet kuuluvat asianomaisille omistajilleen.

1 Kuulokkeet älypuhelimille

Älypuhelimien äänet
suoratoistetaan kuulokojeisiisi
Smart Micin välityksellä.

Smart Mic havaitsee äänesi ja
lähettää sen älypuhelimeesi.


Lue lisää osasta
"Puhelujen soittaminen".



2 Kuulokkeet musiikille

Älypuhelimesta tai muusta Bluetooth-laitteesta kuuluva musiikki suoratoistetaan kuulokojeisiisi Smart Micin välityksellä.


Lue lisää osasta
"Musiikin kuuntelu".



③ Etämikrofoni

Valitun puhujan ääni siirretään langattomasti Smart Micista kuulokojeisiisi.

Lue lisää osasta
"Käyttäminen etämikrofonina".




④ Kauko-ohjain

Kun Smart Mic ei suoratoista ääntä, voit käyttää sitä kuulokojeidesi kauko-ohjaimena.

Lue lisää osasta "Käyttäminen kauko-ohjaimena".


Pakkauksen sisältö

- 1 Smart Mic
- 2 Hihnat (eri pituuksia)
- 3 Pussi
- 4 USB-kaapeli latausta varten
- 5 USB-virtakaapeli ja -pistoke (maakohtainen)



Osat

- 1 Mikrofonit
- 2 Virran merkkivalo 
- 3 Tilan merkkivalo 
- 4 Klipsi (pyörivä)
- 5 Monitoimipainike 
- 6 Äänenvoimakkuuspainikkeet  ja 
- 7 USB-portti latausta varten



Johdatus laitteen käyttöön

Lataaminen

Smart Mic on osittain ladattu ennen toimitusta. Laite on ladattava täysin ennen käyttöä.

Kun virran merkkivalo  on punainen sinulla on noin 30 minuuttia striimausaikaa jäljellä.



Viran merkkivalo osoittaa varauksen tason:

	Kuvaus
Punainen	Virta on vähissä
Vilkkuva vihreä	Ladataan (Smart Mic päällä)
Vilkkuva oranssi	Ladataan (Smart Mic pois päältä)
Hiipuva vihreä	Lataus on päättynyt (Smart Mic päällä)
Oranssi	Lataus on päättynyt (Smart Mic pois päältä)

Lisätietoa:

- Täysi lataus saavutetaan tyypillisesti 2 tunnissa.
- Varmista, että virtapistokkeen luo pääsee helposti, jotta se voidaan tarvittaessa irrottaa virtalähteestä.



HUOMAA

- ▶ Latauksen merkkivalo syttyy ladattaessa tässä käyttöoppaassa kuvatuslaisesti. Jos latauksen merkkivalo ei pala, irrota laite laturista ja ota yhteyttä kuulonhoidon ammattilaiseen.



HUOMAA

- ▶ Käytä ladattaessa Smart Mic mukana toimitettua alkuperäistä virtalähdettä 5,0 V/1A, CE- ja turvamerkitty.

Kuulokojeiden yhdistäminen

Kuulokojeet on yhdistettävä **kerran** Smart Micin kanssa. Tämän jälkeen yhdistäminen tallennetaan kuulokojeisiin ja yhteys aktivoituu joka kerta, kun kojeet kytketään päälle.

- ▶ Varmista, että Smart Mic on pois päältä: Pidä  -painike painettuna, kunnes virran merkkivalo  sammuu. Tämä vie noin 6 sekuntia.
- ▶ Kytke kuulokojeet pois päältä ja uudelleen päälle: Avaa ja sulje paristolokerot. Jos kuulokojeissa ei ole paristolokeroita, kytke ne pois päältä ja päälle käyttöohjeen mukaisesti.

Kuulokojeet ovat nyt valmiita yhdistämistä varten. Viimeistele yhdistäminen 3 minuutin sisällä.

- ▶ Kytke Smart Mic päälle: Pidä -painike painettuna, kunnes virran merkkivalo palaa  vihreänä. Tämä vie noin 3 sekuntia.

Tilan merkkivalo  vilkkuu keltaisena.

- ▶ Aseta molemmat kuulokojeet Smart Micin lähelle (korkeintaan 20 cm päähän). Yhdistäminen käynnistyy automaattisesti.

Yhdistäminen is valmis, kun tilan merkkivalo palaa keltaisena.



Älypuhelimien tai musiikkisoittimen yhdistäminen

Älypuhelimesi (tai musiikkisoitin) on yhdistettävä Smart Miciin kerran. Sen jälkeen yhteys muodostetaan automaattisesti, kun Smart Mic kytketään päälle ja se on käyttöetäisyydellä.

- ▶ Pidä - ja -painikkeet painettuina samanaikaisesti, kunnes tilan merkkivalo  vilkkuu sinisenä. Tämä vie noin 6 sekuntia.
Smart Mic on nyt valmis yhdistämistä varten. Viimeisteleyhdistäminen 3 minuutin sisällä.
- ▶ Aseta älypuhelimesi tai musiikkisoittimesi tilaan "etsi muita Bluetooth-laitteita". Katso lisätietoja laitteen käyttöohjeesta.
- ▶ Valitse älypuhelimesi tai musiikkisoittimesi havaittujen

laitteiden luettelosta "Smart Mic".

▶ Anna pyydettäessä PIN-numero "0000".

Yhdistäminen is valmis, kun tilan merkkivalo palaa  sinisenä.

Lisätietoja

- Smart Mic voidaan **yhdistää** korkeintaan kahdeksaan Bluetooth-laitteeseen. Vain yksi laite voi kuitenkin olla **liitettynä** kerrallaan.
- Kun yhdistettynä on useita laitteita:
 - Smart Mic luo yhteyden ensimmäiseen havaitsemaansa laitteeseen.
 - Voit vaihtaa laitetta poistamalla Bluetoothin käytöstä laitteissa, joita et halua juuri nyt käyttää.

Yhdistämisen purkaminen

Voit purkaa kaikki Smart Micin yhdistämiset älypuhelimiin ja musiikkisoittimiin seuraavasti:

- ▶ Sammuta Smart Mic: Pidä -painike painettuna, kunnes virran merkkivalo  sammuu. Tämä vie noin 6 sekuntia.
- ▶ Pidä - ja - ja -painikkeet painettuina samanaikaisesti 10 sekunnin ajan.

Tilan merkkivalo vilkkuu punaisena, kun yhdistämiset on purettu. Kuulokojeesi on edelleen yhdistettynä Smart Miciin.

Päivittäinen käyttö

Kytkeminen päälle/pois päältä

Kytkeminen päälle:

- ▶ Pidä -painike painettuna, kunnes virran merkkivalo palaa  vihreänä. Tämä vie noin 3 sekuntia. Tilan merkkivalo  vilkkuu keltaisena, kunnes kuulokojeet liitetään.

Kytkeminen pois päältä:

- ▶ Pidä -painike painettuna, kunnes virran merkkivalo  sammuu. Tämä vie noin 6 sekuntia.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla lyhyesti  tai .

Kuulokojeidesi tyypistä riippuen äänenvoimakkuutta voidaan säätää seuraavasti:

- Vaihtoehto 1: Ääntä suoratoistettaessa Smart Mic-kuulokojeesta tulevaa ääntä (puhelu, puhe tai musiikki) säädetään. Kun ääntä ei suoratoisteta, kuulokojeiden äänenvoimakkuutta säädetään.
- Vaihtoehto 2: Smart Mic-kuulokojeesta tulevaa ääntä (puhelu, puhe tai musiikki) sekä äänenvoimakkuutta säädetään.

Kuulokojeen mikrofonien mykistäminen

Voit mykistää kuulokojeen mikrofonit pitämällä  -painikkeen painettuna 3 sekunnin ajan. Kuulukojeissasi kuuluu vain Smart Micin ääni.

Kuulokojeidesi tyypistä riippuen voit poistaa kuulokojeiden mikrofonien mykistyksen seuraavasti:

- Vaihtoehto 1: Pidä  -painike painettuna 3 sekunnin ajan.
- Vaihtoehto 2: Paina lyhyesti .

Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä, kun Smart Mic-kuulokojetta käytetään etämikrofonina.

1 Puhelujen soittaminen

Edellytykset: Smart Micin on oltava liitettyä älypuhelimeen ja sitä on pidettävä oikein.

Smart Micin pitäminen oikein



Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi Smart Micia on pidettävä kuvissa näytetyllä tavalla. On tärkeää, että Smart Micin mikrofoni osoittaa kohti suuta ja että vaatteet tai muut sellaiset eivät peitä Smart Micia.

Etäisyys korkeintaan:

- Älypuhelin — Smart Mic: 10 m
- Kuulokojeet — Smart Mic: 2 m

Puhelun vastaanottaminen

Kuulet soittoäänien kuulokojeidesi kautta. Tilan merkkivalo  vilkkuu vihreänä.

- ▶ Voit hyväksyä/lopettaa puhelun painamalla lyhyesti  tai älypuhelimesi avulla.

Tilan merkkivalo palaa puhelun aikana  vihreänä.

- ▶ Voit hylätä puhelun pitämällä -painikkeen painettuna noin 3 sekunnin ajan. [Puhelun soittaminen](#)

Kun soitat liitettyllä älypuhelimellasi puhelun, se suoratoistetaan automaattisesti kuulokojeissasi. Tilan merkkivalo palaa puhelun aikana  vihreänä.

Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun Smart Micia käytetään etämikrofonina.

[Lisätietoja](#)

- **Äänivalinta:** Kun älypuhelin on liitettynä, aktivoi äänivalinta painamalla kahdesti  (jos älypuhelin tukee tätä).
- Tällaista yhteyttä varten Smart Mic käyttää Bluetoothin HFP-profilia (Hands-Free Profile).

② Musiikin kuuntelu

Jos Smart Mic on liitetty musiikkisoittimeen Bluetoothn kautta, musiikki soitetaan automaattisesti kuulokojeissasi. Tämä ei edellytä mitään Smart Mic-toimia.

Tilan merkkivalo palaa  oranssina, kun musiikkia suoratoistetaan.

Etäisyys korkeintaan:

- Musiikkisoitin — Smart Mic: 10 m
- Kuulokojeet — Smart Mic: 2 m

Musiikinsoiton aloittaminen/lopettaminen

- ▶ Aloita tai lopeta musiikinsoitto älypuhelimesi tai musiikkisoittimesi avulla.

Musiikinsoiton voi lopettaa myös painamalla lyhyesti  kohdassa Smart Mic.


Lisätietoja

- Tällaista yhteyttä varten Smart Mic käyttää Bluetoothin A2DP-profiilia (Advanced Audio Distribution Profile).
- Jos musiikkia suoratoistetaan älypuhelimesta, tulevista puhelusta ilmoitetaan musiikinsoiton lomassa.

③ Käyttäminen etämikrofonina

Etämikrofonitoiminto ei käynnisty automaattisesti.
Etämikrofonitila on otettava käyttöön -painikkeella.

Smart Micin pitäminen oikein



Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi puhujan tulee pitää Smart Micia kuvissa näytetyllä tavalla. On tärkeää, että mikrofoni osoittaa kohti puhujan suuta ja että vaatteet tai muut sellaiset eivät peitä Smart Micia.

Etäisyys korkeintaan:

- Kuulokojeet — Smart Mic: 20 m

Etämikrofonin kytkeminen päälle

- ▶ Paina  noin 3 sekunnin ajan.

Tilan merkkivalo palaa  purppuranpunaisena.

Kuulokojeissasi kuuluu vahvistusääni.

Etämikrofonit kytkeytyvät päälle. Smart Micia käyttävän henkilön puhe suoraan kuullaan kuulokojeissasi.

Etämikrofonin kytkeminen pois päältä

- ▶ Pidä -painike painettuna noin 3 sekunnin ajan. Tilan merkkivalo palaa  sinisenä (liitetty älypuhelimeen) tai keltaisena (ei liitetty älypuhelimeen).

Lisätietoja

- Kun Smart Micia käytetään etämikrofonina, yhteyttä älypuhelimeen ei ole. Saapuvista puheluista ei tällöin ilmoiteta.
- Smart Micissa on suuntamikrofonit, jotka havaitsevat ääntä tietystä suunnasta.

④ Käyttäminen kauko-ohjaimena

Smart Micia voidaan käyttää myös kuulokojeiden kauko-ohjaimena: Voit säätää äänenvoimakkuutta (katso osa "Äänenvoimakkuuden säätäminen"), mykistää kuulokojeiden mikrofonit (katso osa "Kuulokojeen mikrofonien mykistäminen") tai vaihtaa seuraavaan kuulo-ohjelmaan (katso alta).

Etäisyys korkeintaan:

- Kuulokojeet — Smart Mic: 2 m

Seuraavaan kuulo-ohjelmaan vaihtaminen

► Pidä -painike painettuna noin 3 sekunnin ajan.

Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun Smart Micia käytetään etämikrofonina.

Tärkeitä turvallisuustietoja

Henkilöiden turvallisuus



VAROITUS

Tukehtumisvaara!

Kojeesi sisältää pieniä osia, jotka on mahdollista niellä.

- ▶ Säilytä kuulokojeet, paristot ja lisävarusteet poissa lasten ja kehitysvammaisten henkilöiden ulottuvilta.
- ▶ Mikäli osat ovat joutuneet niellyiksi, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai sairaalaan.



VAROITUS

Kuristumisvaara!

- ▶ Varmista, ettei kantohihna tartu kiinni mihinkään, esim. koneiden liikkuviin, mekaanisiin osiin.
- ▶ Käytä vain toimitukseen kuuluvaa, irtoavaa kantohihnaa. Se irtoaa automaattisesti tarttuessaan johonkin.
- ▶ Älä anna alle 12-vuotiaiden lasten käyttää kantohihnaa.



VAROITUS

Sähköiskun vaara!

- ▶ Älä käytä selkeästi vaurioitunutta kojetta, vaan palauta se ostopaikkaan.



VAROITUS

Huomaa, että tuotteeseen luvatta tehdyt muutokset saattavat vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa vahinkoa.

- ▶ Käytä vain hyväksytyjä osia ja lisävarusteita. Kysy lisätietoja kuulokojeasiantuntijaltasi.



VAROITUS

Paristojen lataamisen turvallisuus USB-liitännän kautta määräytyy ulkoisen laitteen mukaan.

- ▶ Jos USB-liitin liitetään pistorasiaan kytkettyyn laitteeseen, laitteen on oltava UL-hyväksytty tai standardin IEC 60065, IEC 60950 tai muiden vastaavien turvallisuusstandardien mukainen.



VAROITUS

Laitteen käyttöturvallisuus määräytyy ulkoisen laitteen mukaan, kun se on liitetty ulkoiseen laitteeseen (lisäkaapelilla, USB-kaapelilla tai suoraan).

- ▶ Jos laite liitetään pistorasiaan kytkettyyn ulkoiseen laitteeseen, laitteen on oltava standardin IEC 60065, IEC 60950 tai muiden vastaavien turvallisuusstandardien mukainen.



VAROITUS

Räjähdyksvaara, kun ladattavaa paristoa käsitellään väärin.

- ▶ Älä oikosulje, puhkaise, murskaa tai pura ladattavaa paristoa.
- ▶ Älä laita uuniin tai avotuleen.
- ▶ Älä upota sitä veteen.
- ▶ Lataa ladattava paristo 0 °C – 45 °C lämpötilassa.
- ▶ Palauta laite kuulokojeliikkeeseen ladattavan pariston korjausta tai vaihtoa varten.



VAROITUS

Aktiiviset implantit

- ▶ Aktiivisten implanttien kanssa on noudatettava varovaisuutta. Jos sinulla on aktiivinen implantti, keskustele implantoidun laitteen valmistajan kanssa saadaksesi tietoa häiriöriskistä.



VAROITUS

Tämä koje saattaa häiritä mittauslaitteita ja elektroniikkalaitteita.

- ▶ Älä käytä kojetta lentokoneissa tai alueilla, joilla käytetään herkkiä tai elämää ylläpitäviä elektroniikkalaitteita.



VAROITUS

Räjähdysvaara!

- ▶ Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa ympäristöissä (esim. kaivostyöalueilla).

Tuoteturvallisuus



HUOMAA

- ▶ Suojele kojeita äärimmäiseltä kuumuudelta. Älä jätä kojeita suoraan auringonvaloon.



HUOMAA

- ▶ Suojele kojeita korkealta kosteudelta.



HUOMAA

- ▶ Älä kuivaa kojeita mikroaaltouunissa.



HUOMAA

Erilaiset voimakkaan säteilyt esim. röntgen- tai MRI-päätutkimusten aikana, saattavat vaurioittaa kojeita.

- ▶ Älä käytä kojeita näiden tai muiden samankaltaisten toimenpiteiden aikana.
Heikompi säteily esim. radiolaitteistosta tai lentokentän turvallisuuslaitteista ei vaurioita kojeita.



Joissain maissa on olemassa rajoituksia koskien langattoman laitteen käyttöä.

► Pyydä lisätietoja paikallisilta viranomaisilta.



HUOMAA

Laitteet on suunniteltu kansainvälisten standardien mukaisiksi sähkömagneettisen yhteensopivuuden osalta, mutta häiriöitä lähellä olevien elektroniikkalaitteiden kanssa saattaa ilmetä. Siirry tässä tapauksessa poispäin häiriön lähteestä.

Tärkeitä tietoja

Käyttötarkoitus

Tämä laite on tarkoitettu äänen, puhe ja langattomat äänilaiteet mukaan lukien, langattomaksi vastaanottimeksi ja lähettimeksi kuulokojeiden ja ympäristön välillä. Lisäksi laite antaa langattomien kuulokojeiden käyttäjille mahdollisuuden hallita kuulokojeensa toimintaa.

Laite on tarkoitettu kuulokojeita käyttäville lapsille (> 36 kuukauden ikäiset lapset) ja aikuisille.

Tilan ja virran merkkivalon yleiskatsaus

Tilan merkkivalo



Kuvaus



Vilkkuva keltainen

Etsii kuulokojeita.



Keltainen

Lepotila: Liitetty kuulokojeisiin. **Ei** liitetty älypuhelimeen tai muuhun laitteeseen.



Vilkkuva sininen

Smart Mic näkyy älypuhelimelle yhdistämistä varten.



Sininen

Puhelintila: Liitetty älypuhelimeen.



Kuvaus



Vilkkuva vihreä
Saapuva puhelu.



Vihreä
Puhelu kesken.



Oranssi
Musiikin suoratoisto.



Purppuranpunainen
Etämikrofonitila.



Vilkkuva purppuranpunainen
Yhteyden luominen uudelleen etämikrofoniin.

Virran merkkivalo



Kuvaus



Punainen

Virta on vähissä.



Vilkkuva vihreä

Lataa, päällä.



Hiipuva vihreä

Lataus on valmis ja Smart Mic kytketään päälle.



Vihreä

Päällä, ei lataa.



Vilkkuva oranssi

Lataa, pois päältä.



Kuvaus



Oranssi

Lataus on valmis ja Smart Mic kytketään pois päältä.

Symbolien selitykset

Tässä asiakirjassa käytetyt symbolit



Ilmoittaa tilanteesta, joka saattaa johtaa vakaviin, keskivaikeisiin tai pieniin vammoihin.



Ilmoittaa mahdollisesta omaisuusvahingosta.



Neuvoja ja vihjeitä kojeen parempaan käsittelyyn.

Symbolit laitteessa tai pakkauksessa



CE-yhdenmukaisuusmerkintä, vahvistaa tiettyjen EU-direktiivien noudattamisen, katso osa "Vaatimustenmukaisuustiedot".

Symbolit laitteessa tai pakkauksessa



Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) ja radioliikenteen yhdenmukaisuusmerkintä, Australia, katso osa "Vaatimustenmukaisuustiedot".



Ilmoittaa laitteen laillisen valmistajan.



Älä hävitä kojetta tavallisen talousjätteen mukana. Lue lisää osasta "Tietoa hävittämisestä".



Lue ja noudata käyttöohjeen ohjeita.

Huolto ja hoito



HUOMAA

- ▶ Älä pane laitetta veteen!
- ▶ Älä puhdista laitetta alkoholilla tai bensiinillä.



- ▶ Puhdista laite tarvittaessa pehmeällä liinalla.
- ▶ Vältä hankaavia puhdistusaineita, joissa on lisäaineita, kuten sitruunahappoa, ammoniakkia jne.

Tekniset tiedot

Yhteensopivat kuulokojeet

Smart Mic toimii erityisten, langattomien kuulokojeittemme kanssa. Kuulokojeasiantuntijasi kertoo sinulle yhteensopivista malleista.

Käyttö-, kuljetus- ja varastointiolosuhteet

Käyttöolosuhteet

Lämpötila	5–40 °C
-----------	---------

Suhteellinen kosteus	15–93 %, ei kondensoitumista
----------------------	------------------------------

Ilmanpaine	700–1 060 hPa
------------	---------------

Noudata seuraavia olosuhteita pitkien kuljetus- tai säilytysaikojen osalta:

Kuljetus ja säilytys

Lämpötila	-20–70 °C
-----------	-----------

Ilmanpaine	700–1 060 hPa
------------	---------------



VAROITUS

Loukkaantumisen, tulipalon tai räjähdyksen vaara.

► Lähetä Smart Mic paikallismääräysten mukaisesti.

Muita osia, kuten kuulokojeita, saattavat koskea muut ehdot.

Virtalähteen tekniset tiedot

Syöttöjännite:	100–240 V AC
Syöttövirta:	enint. 0,2 A, 100 V AC
Syöttötaajuus:	47–63 Hz
Ulostulojännite:	5 V DC
Lähtövirta:	enint. 1 A

Tietoa hävittämisestä

Kierrätä laitteet, lisävarusteet ja pakkausmateriaali paikallisten määräysten mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuustiedot

CE-merkinnällä ilmoitetaan, että tuote on seuraavien EU-direktiivien mukainen:

- 93/42/ETY koskien lääkinnällisiä laitteita
- 2014/53/EU RED koskien radiolaitteita
- 2011/65/EU RoHS koskien vaarallisten aineiden käytön rajoittamista

Yhteensopivuusilmoitus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.sivantos.com/doc.

Langaton toiminto

Tässä laitteessa on radiolähetinvastaanotin, joka käyttää Bluetooth EDR:ää Bluetooth low energy (BLE) sekä omaa lyhyen kantaman radiotekniikkaa. Toimintataajuus

on 2,4 GHz. 2,4 GHz:n radiolähetin on heikko, ja sen kokonaissäteilyteho on aina alle 17 dBm EIRP.

Tämä laite on kansainvälisten radiolähettimiä, sähkömagneettista yhteensopivuutta ja ihmisaltistusta koskevien standardien mukainen.

FCC- ja ISED-vaatimustenmukaisuustiedot löytyvät laitteen takaa.

ACMA-yhdenmukaisuusmerkintä  osoittaa, että tuote on Australian viestintä- ja mediaviranomaisen (ACMA) asettamien sähkömagneettisia häiriöitä koskevien standardien mukainen.

FCC-merkinnällä merkityt laitteet ovat FCC-standardien mukaisia koskien sähkömagneettisia häiriöitä.

Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003:n mukainen.

Tämä laite on FCC-määräysten osan 15 ja ISED:n lisenssivapaus-RSS:n mukainen.

Käyttö on seuraavan kahden ehdon alaista:

- Laite ei saa aiheuttaa vahingollisia häiriöitä, ja
- laitteen täytyy vastaanottaa mahdolliset häiriöt mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisen laitteen rajoja FCC-määräysten osan 15 mukaan. Nämä rajat on suunniteltu takaamaan asianmukainen suoja vahingollisilta häiriöiltä, jos laite asennetaan asuinrakennukseen. Tämä laitteisto luo,

käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeita noudattaen, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radioliikenteessä. Ei kuitenkaan ole takuuta siitä, että häiriöitä ei esiintyisi tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanotossa, minkä voi todeta sammuttamalla ja käynnistämällä laitteen, käyttäjää kehoitetaan yrittämään häiriön poistamista jollakin seuraavista toimenpiteistä:

- Vaihda vastaanottoantennin suuntaa tai sijaintia.
- Siirrä laitetta ja vastaanotinta kauemmaksi toisistaan.
- Kytke laite eri pistorasiaan tai virtapiiriin kuin mihin vastaanotin on kytketty.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio/TV-tekniikolta.

FCC-huomautus: Muutokset tai muunnelmat, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuutuksen käyttää tätä laitetta.



Laillinen valmistaja

WSAUD A/S

Nymoellevej 6

DK-3540 Lynge

Denmark

Document No. 03385-99T04-7300 FI

Order/Item No. 109 520 75

Master Rev05, 01-2021

© 02.2021, WSAUD A/S. All rights reserved



www.sivantos.com/brands