

Käyttöohje



SmartCharger
miniRITE

Oticon Intent™

oticon
life-changing technology

Johdanto

Tämä käyttöohje opastaa uuden latauslaitteen käytössä ja huollossa.

Käyttöohje kannattaa lukea huolellisesti, mukaan lukien kohta **Varoitukset**. Näin saadaan paras hyöty uudesta latauslaitteesta.



Varoitukset

Varoitussymbolin yhteydessä oleva teksti tulee lukea ennen laitteen käyttöä.

Audionomi vastaa lisäkysymyksiin latauslaitteen käytöstä.

Käyttöohje sisältää navigointipalkin, jonka avulla voi liikkua eri osioiden välillä.

| **Tietoa** | Aloitus | Käyttö | Varoitukset | Lisätiedot |

TÄRKEÄÄ

Kuulokojeen käyttöohjeesta saa tarkempaa tietoa kuulokojeen toiminnoista.

Sisällys

Tietoa

Käyttötarkoitus	4
Pakkauksen sisältö	5
Latauslaite	6
Lämpötilaolosuhteet	7

Aloitus

Latauslaitteen valmistelu	8
Kuulokojeiden lataaminen	10

Käyttö

Latausaika	12
Latauslaitteen lataaminen	14
Matka-akkutoiminto	16
Virta ja lataus muita virtalähteitä käyttämällä	18
Latauslaitteen huolto	19

Varoitukset

Yleiset varoitukset	20
---------------------	----

Lisätietoja

Käyttöolosuhteet	24
Kansainvälinen takuu	28
Vianmääritys	30

Käyttötarkoitus

Käyttötarkoitus	Latauslaite on tarkoitettu ladattavan akun sisältävien kuulokojeiden lataamiseen. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä soveltuvien kuulokojeiden kanssa.
Käyttöaiheet	Itse latauslaitteelle ei ole (diagnostisia) käyttöaiheita.
Suunniteltu käyttäjä	Kuulokojetta käyttävä henkilö, jolla on diagnosoitu kuulonalenema, sekä hänen huoltajansa/hoitajansa. Audionomi, joka vastaa lisälaitteen asetuksista.
Suunniteltu käyttäjäryhmä	Aikuiset ja yli 3-vuotiaat lapset.
Käyttöympäristö	Sisällä ja ulkona.
Käytön esteet	Ei käytön esteitä.
Kliiniset hyödyt	Katsokaa kuulokojeen kliiniset hyödyt.

Pakkauksen sisältö

Pakkaus sisältää seuraavat tuotteet:


- Latauslaite
- Johto
- Virtapistoke (malli vaihtelee maittain)

Latauslaite

Osien nimet ja tehtävät

USB-kaapeli
Liitetään
virtapistokkeeseen

Virtapistoke
Kytetään pistorasiaan



Virtakaapeli
Syöttövirta

Latausportit
Kuulokojeiden paikka
lataamisen aikana



Akun merkkivalo
Näyttää matka-akun virran
tason

Lämpötilaolosuhteet

Lämpötila	Lataaminen
Alle +5 °C (+41 °F)	Ei lataa, lämpötila liian alhainen.
+15-35 °C (+59 °F - +95 °F)	Parhaat olosuhteet lataamiseen. Kuulokojeiden lataus voi kestää 2 tuntia.
+5-15 °C ja +35-40 °C (+41 °F - +59 °F ja +95 °F - +104 °F)	Lataa hitaammin. Kuulokojeiden lataus voi kestää 6 tuntia.
Yli +40 °C (+104 °F)	Ei lataa, lämpötila liian korkea.


TÄRKEÄÄ

Latauslaitetta ei saa altistaa alle 25 °C:n (-13 °F) tai yli +70 °C:n (+158 °F) lämpötiloille.

Latauslaitteen valmistelu


Virtalähteeseen yhdistäminen

Vaihe 1




USB-liitin liitetään virtapistokkeeseen.

Vaihe 2



USB-kaapelin toinen pää liitetään latauslaitteen taakse


Vaihe 3



Virtapistoke yhdistetään pistorasiaan.

Latauslaite käynnistyy automaattisesti ja alkaa ladata sisäänrakennettua matka-akkua.

Latauslaite on päällä




Kun latauslaite on liitettynä pistorasiaan, latauslaitteen matkakun varaustaso näkyy.

Ensimmäinen käyttö - matka-akun lataaminen

Käytettäessä latauslaitetta ensimmäisen kerran on tärkeää, että sen sisäänrakennettu matka-akku ladataan.

Kuulokojeiden lataaminen


Kuulokojeiden asettaminen latauslaitteeseen



Kuulokojeet asetetaan latausportteihin kuvan osoittamalla tavalla ja kansi suljetaan. Varmistakaa, että oikea ja vasen kuulokoje ovat latauslaitteen latausporteissa värimerkintöjen mukaisesti.

PUNAINEN LED-valo tarkoittaa oikean puolen kuulokojetta, SININEN vasemman.

Latauksen tila



Kuulokojeiden LED-valot syttyvät, kun kuulokojeet on asetettu latauslaitteeseen oikein.

Kuulokojeen LED-valon osoittama lataustila:

●	Ladataan - Virta vähissä
●	Ladataan - Vähintään 4 tuntia käyttöaikaa*
○	Ladattu täyteen

● ORANSSI vilkkuva ● ORANSSI ○ VIHREÄ

* Ladattavan akun oletettu käyttöaika riippuu kokeen käytöstä, aktiivisesti käytetyistä ominaisuuksista, kuulonalenemasta, ääniympäristöstä, akun iästä ja langattomien lisävarusteiden käytöstä.

Latausaika

Varmistakaa, että kuulokojeet ladataan täyteen ennen niiden ensimmäistä käyttöä ja että ne ladataan joka ilta. Näin päivän voi aloittaa aina täyteen ladatuilla kuulokojeilla.

Latausaika voi vaihdella akun jäljellä olevan kapasiteetin mukaan, sekä oikean ja vasemman kuulokojeen välillä.

Jos kuulokojeen akku on täysin tyhjä, normaali lataus- ja käyttöaika ovat seuraavat:*

Latausaika (minuuttia)	15	30	60	120 (täysi)
Käyttöaika (tuntia)	4	8	16	20

* Ladattavan akun oletettu käyttöaika riippuu kojeen käytöstä, aktiivisesti käytetyistä ominaisuuksista, kuulonalenemasta, ääniympäristöstä, akun iästä ja langattomien lisävarusteiden käytöstä.

Kun kuulokojeiden akut on ladattu täyteen, latausprosessi pysähtyy automaattisesti.

Latauslaitteen kansi toimii kuulokojeiden suojana sekä säilytyspaikkana. Kun kansi avataan latauksen aikana, kuulokojeiden LED-merkkivalot syttyvät osoittaen latauksen tilan.

Huomautus

Jos kuulokojetta ei ole käytetty pitkään aikaan ja sitä yritetään ladata, voi kestää 30 sekuntia ennen kun kuulokojeen lataaminen alkaa. Katsokaa lisätietoja kuulokojeen käyttöohjeesta.

TÄRKEÄÄ

Varmistakaa, että latauslaite on liitetty verkkovirtaan tai että sen sisäänrakennettu akku on ladattu, kun kuulokoje on latausporteissa. Muutoin kuulokojeenne pysyvät päällä ja kuluttavat akkua.

Latauslaitteen lataaminen

Latauslaite sisältää sisäänrakennetun, uudelleenladattavan litiumioniakun, joka toimii matka-akkuna. Voitte ladata kuulokojeparin täyteen ladatulla matka-akulla vähintään kolme kertaa esim. matkoilla ollessanne.

Kun latauslaite on liitetty virtalähteeseen

- Kuulokojeita ja latauslaitteen sisäänrakennettua akkua ladataan.

Kun latauslaite on irrotettu virtalähteestä

- Latauslaite siirtyy **Matka-akku** -tilaan. Tällöin kuulokojeita voidaan ladata ilman, että latauslaite on yhdistettynä pistorasiaan.

Latausaika*

Latausajat Matka-akku	Matka-akku + kuulokojeet
Jopa 2,5 tuntia lataustasosta riippuen	Jopa 4 tuntia lataustasosta riippuen

*Lämpötilaolosuhteet saattavat vaikuttaa latausaikoihin.

Huomautus

Suosittellemme, että kansi pidetään suljettuna aina, kun kuulokojeita ladataan.

Kun latauslaite on liitetty virtalähteeseen, latauslaitteen LED-merkkivalot osoittavat matka-akun lataustilan.

LED-merkkivalot sammuvat pian sen jälkeen, kun matka-akku on ladattu täyteen.

	Latauksen tila (akkutaso liian alhainen kuulokojeiden uudelleenlataukseen)
	Latauksen tila
	
	
	Ladattu täyteen


 ORANSSI vilkkuva  ORANSSI  VIHREÄ

TÄRKEÄÄ

Latauksen aikana latauslaitteen merkkivalojen tulisi palaa tässä oppaassa kuvatulla tavalla. Jos merkkivalot eivät pala kuvatulla tavalla, irrottakaa laite virtalähteestä ja ottakaa yhteyttä audionomiin.

Matka-akkutoiminto

Kun latauslaite on irrotettu verkkovirrasta, latauslaitteen LED-merkkivalot osoittavat matka-akun virran tason. Jäljellä olevan akkutason voi tarkistaa avaamalla latauslaitteen kannen.



● ● ●	70-100 %
● ●	40-70 %
●	alle 40 %
◐	Akkutaso liian alhainen täydelle latausjaksolle

◐ ORANSSI vilkkuva ● VIHREÄ

Pitkäaikainen säilytys

Ennen kun latauslaitteen käyttö lopetetaan pidemmäksi aikaa (yli 14 päivän ajaksi), latauslaitteen matka-akku tulee ladata täyteen. Näin akku voidaan taas ladata uudelleen tarvittaessa.

Huomautus

Uudelleenladattavan akun suojaamiseksi tulee latauslaitteen matka-akku ladata täyteen 12 kuukauden välein. Jos näin ei toimita, uudelleenladattava akku tulee ehkä vaihtaa.

Virta ja lataus muita virtalähteitä käyttämällä

Latauslaitteen akun voi ladata tai siihen ottaa virtaa myös muista lähteistä kuin pistorasiasta. Tähän voidaan hyödyntää latauslaitteen USB-johtoa.

Varmistakaa, että virtalähde on USB 2.0 -yhteensopiva ja se antaa virtaa vähintään 500 mA.

Esimerkkejä virtalähteistä:

- Tietokone
- Auto

Latauslaitteen huolto

Ennen käyttöä tulee varmistaa, että latauslaite on kuiva ja puhdas. Latausportit pidetään puhtaina pölystä kuivaa liinaa käyttäen. Latausporttien puhdistukseen ei tule käyttää vettä tai puhdistusnesteitä.

Säilyttäkää latauslaitetta kuivassa paikassa, esim. makuuhuoneessa. Pitäkää latauslaite aina ympäristössä, jossa lämpötila on välillä +15 - 35 °C (+59 - 95 °F).

TÄRKEÄÄ

Varmistakaa, että USB-johto on irrotettu ennen latauslaitteen siirtämistä.

TÄRKEÄÄ

Ennen käyttöä tulee varmistaa, että latauslaite on kuiva ja puhdas. Latausportit pidetään puhtaina pölystä kuivaa liinaa käyttäen. Latausporttien puhdistukseen ei tule käyttää muita esineitä (esim. pumpulipuikkoja), vettä tai puhdistusnesteitä.

Yleiset varoitukset

Seuraaviin yleisiin varoituksiin tulee tutustua huolellisesti ennen latauslaitteen käyttöä henkilökohtaisen turvallisuuden ja oikean käytön varmistamiseksi. Ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen, jos kohtaatte yllättävää toimintaa tai vakavia vaaratilanteita latauslaitteen kanssa tai sen käytön aikana. Audionomi auttaa asian käsittelyssä ja tarvittaessa ilmoituksen tekemisessä valmistajalle ja/tai kansallisille viranomaisille.

Latausportit

Älkää laittako latausportteihin mitään muuta kuin ladattavat kuulokojeet. Muut esineet saattavat aiheuttaa latauslaitteen oikosulun ja sen seurauksena käyttäjälle palovammoja.

Tukehtumisvaara ja pienten osien nielemisvaara

Säilyttäkää kaikki pienet osat (esimerkiksi kuulokojeet, korvaosat, akut jne.) poissa lasten ja muiden, jotka saattavat niellä näitä esineitä, ulottuvilta ja näköpiiristä.

Jos joku on tukehtumassa pieniin osiin tai on nielaissut akkuja, tulee hakeutua välittömästi lääkäriin hoitoon.

Pitäkää poissa kuumuudesta

Latauslaitetta ei saa koskaan altistaa kuumuudelle. Älkää koskaan esimerkiksi jättäkö latauslaitetta aurinkoon pysäköityyn autoon. Älkää koskaan käyttäkö ulkoista lämmityslaitetta latauslaitteen kuivaamiseen. Älkää esimerkiksi yrittäkö kuivata latauslaitetta hiustenkuivaajalla tai uunissa, kuten mikroaaltouunissa.

Säilyttäkää poissa kemikaalien läheltä
Pitäkää latauslaite poissa käyttäessänne tuotteita, jotka sisältävät tiettyjä, latauslaitetta mahdollisesti vahingoittavia kemikaaleja. Esimerkiksi kosmetiikka, hiuskiinne, hajuvesi, partavesi, aurinkovoide ja hyönteiskarkote.

Pitäkää poissa ympäristöistä, joissa on räjähdysriski

Latauslaite on turvallinen normaaleissa käyttöolosuhteissa. Latauslaitetta ei ole testattu räjähtäviä kaasuja koskevien kansainvälisten standardien osalta.

Älkää käyttäkö latauslaitetta ympäristöissä, joissa on räjähdysvaara, esim. kaivoksissa, happirikkaissa ympäristöissä tai jos alueella käsitellään helposti syttyviä anesteetteja.

Älkää koskaan yrittäkö vaihtaa akkuja.

Älkää yrittäkö avata latauslaitetta, sillä akku saattaa vahingoittua.

Älkää koskaan yrittäkö vaihtaa akkua. Jos vaihto on tarpeen, ottakaa yhteyttä laitteen hankintapaikkaan. Huoltotakuu mitätöityy, mikäli havaitaan merkkejä väärinkäytöstä.

Akkuvuodon vaara

Älkää koskettako latauslaitetta, jos akku näyttää vuotavan, koska hapot voivat aiheuttaa ihoärsytystä. Jos olette joutuneet kosketuksiin akkuhappojen kanssa, pyyhkikää se pois märällä liinalla.

Jos iho ärtyy, ottakaa yhteyttä lääkäriin. Jos akku vuotaa, ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen.

Yleiset varoitukset

Yhdistäminen ulkoisiin laitteisiin

Kun akkuja ladataan USB-kaapelilla, ulkoinen signaalilähde vaikuttaa lataamisen turvallisuuteen. Jos ulkoinen laite kytketään sähköpistorasiaan, ulkoisen laitteen on oltava IEC 62368-1 -standardin tai vastaavien turvallisuusstandardien mukainen.

Latauslaitteen liittäminen ulkoiseen laitteeseen

Jos yhdistätte kuulokojeenne latauslaitteen muulla kuin latauslaitteenne mukana toimitetulla USB-liittimellä, USB-liittimen on oltava IEC 62368-1 -standardin tai vastaavien turvallisuusstandardien mukainen.

Huomioikaa ympäristönne

Älkää käyttäkö latauslaitetta ajaessanne tai muissa tilanteissa, jotka vaativat täyden huomionne.

Mahdolliset haittavaikutukset

Tavallisesti allergiaa aiheuttamattomat materiaalit voivat joissain tapauksissa aiheuttaa ihoärsytystä tai muita sivuvaikutuksia erittäin herkille henkilöille.

Jos tällaista tapahtuu, ottakaa yhteyttä lääkäriinne.

Latauslaitteen kuljetus lentokoneessa

Kysykää lentoyhtiöltä neuvoja kuulokojeen latauslaitteen kuljettamisesta lentokoneessa.

Käyttö aktiivisten lääkinnällisten implanttien kanssa

Jos teillä on aktiivinen aivoimplantti, ottakaa yhteys implantin valmistajaan ja ottakaa selvää mahdollisesta häiriöriskistä käytössä kuulokojeen kanssa.

Latauslaitteenne sisältää magneetin ja se tulisi pitää vähintään 15 senttimetrin päässä implantoidusta lääkinnällisestä laitteesta. Noudattakaa implantoidun

lääkinnällisen laitteen valmistajan suosituksia käytöstä magneettien läheisyydessä.

Ladatkaa latauslaite 12 kk välein.

Varmistakaa, että latauslaite ladataan 12 kuukauden välein, jotta estetään mahdollinen akun vaurioituminen säilytyksen aikana.

Kolmansien osapuolten lisävarusteiden käyttö

Käyttäkää ainoastaan valmistajan toimittamia lisävarusteita, kaapeleita tai kuulokkeita (esimerkiksi mikrofoneja). Muut kuin alkuperäiset lisävarusteet voivat heikentää latauslaitteen sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC).

Siirtäkää latauslaite ennen tiettyjä lääkinällisiä toimenpiteitä.

Siirtäkää latauslaite ennen röntgen-, CT-, MR- tai PET-kuvausta, sähköhoitoa tai leikkausta, sillä voimakkaat sähkömagneettiset kentät voivat vaurioittaa latauslaitetta.

Virtasovittimen liittäminen pistorasiaan

Käyttäkää vain alkuperäisessä pakkauksessa toimitettua virtasovitinta (5,0 V / 1 A), kun liitätte latauslaitteen pistorasiaan.

Käyttöolosuhteet

Käyttöolosuhteet	Lämpötila: +5 - 40 °C (+41 - 104 °F) Kosteus: 5 - 93 %, tiivistymätön Ilmanpaine: 700 - 1060 hPa
Kuljetus- ja säilytysolosuhteet	Lämpötila ja kosteus eivät saa ylittää alla annettuja arvoja pitkiksi ajoiksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana: Lämpötila: -25 - +70 °C (-13 - +158 °F) Kosteus: 5 - 93 %, tiivistymätön

Lisätietoja kuulokojeen käyttöolosuhteista löytyy kuulokojeen käyttöohjeesta.

Tämä lääkinällinen laite noudattaa lääkinällisistä laitteista annettua asetusta (EU) 2017/745.

Tämä laite noudattaa FCC:n säännösten osaa 15. Käyttö edellyttää seuraavien kahden ehdon täyttymistä:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
2. Tämän laitteen täytyy sietää kaikki vastaanottamansa häiriöt, myös sellaiset, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavissa pääkonttorilta.

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Tanska
www.oticon.global/doc



SBØ Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Tanska



Elektroniikkalajitejäte
on kierrätettävä
paikallisen
lainsäädännön
edellyttämällä tavalla.



Tuotteen mukana olevien symbolien kuvaukset



Varoitukset

Varoitussymbolin yhteydessä oleva teksti tulee lukea ennen laitteen käyttöä.



Valmistaja

Laitteen on valmistanut valmistaja, jonka nimi ja osoite ilmoitetaan symbolin vieressä. Osoittaa lääkinnällisen laitteen valmistajan EU:n asetusten 2017/745 mukaisesti.



CE-merkintä

Laite on kaikkien vaadittavien EU:n asetusten ja direktiivien mukainen.



Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE)

Kuulokojeet, lisälaitteet, akut ja paristot on kierrätettävä paikallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Kuulokojeen käyttäjät voivat myös palauttaa elektroniikkaromun audionomille hävitettäväksi. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU (WEEE) piiriin kuuluva elektroniikkalaite.



Säädöstenmukaisuusmerkintä (RCM)

Laite noudattaa Australian tai Uuden-Seelannin markkinoille saapuvien laitteiden sähköturvallisuus-, EMC (sähkömagneettinen yhteensopivuus)- ja radiotaajuussäädöksiä.



Pidettävä kuivana

Osoittaa, että lääkinnällinen laite on suojattava kosteudelta.



Viitenumero

Osoittaa valmistajan viitenumeron lääkinnällisen laitteen tunnistamiseksi.

Tuotteen mukana olevien symbolien kuvaukset



Sarjanumero

Osoittaa valmistajan sarjanumeron kyseisen lääkkinnällisen laitteen tunnistamiseksi.



Lääkkinnällinen laite

Laite on lääkkinnällinen laite.



Syöttöjännitteen luonne

Osoittaa, että laitteen virtalähteen jännitteen on oltava DC (tasavirta).



Li-ion

Akun kierrätysmerkki

Litiumioniakkujen kierrätysmerkki.



Lämpötilaraja

Ilmoittaa rajat lämpötiloille, joille lääkkinnällinen laite voidaan turvallisesti altistaa.



Kosteusraja

Ilmoittaa kosteustason, jolle lääkkinnällinen laite voidaan turvallisesti altistaa.



FW

Laitteessa käytettävä laiteohjelmistoversio.



Yksilöllinen laitetunniste

Osoittaa tietovälineen, joka sisältää yksilöllisen laitetunnisteen tiedot.

Kansainvälinen takuu

Laitteellanne on valmistajan myöntämä kansainvälinen takuu. Tämä kansainvälinen takuu kattaa valmistus- ja materiaaliviat itse laitteessa, muttei siihen liittyvissä lisävarusteissa, kuten akuissa, letkuissa, kuulokkeissa, korvaosissa tai vahasuojissa. Ongelmat, jotka johtuvat vääränlaisesta/ virheellisestä käsittelystä tai hoidosta, liiallisesta käytöstä, tapaturmista, valtuuttamattoman tahon suorittamasta korjauksesta, altistumisesta korroosiota aiheuttaville olosuhteille, korvan fyysisistä muutoksista, vieraiden esineiden joutumisesta laitteeseen tai vääristä säädöistä, EIVÄT kuulu takuun piiriin ja saattavat poistaa takuuvastuun kokonaan. Edellä mainittu kansainvälinen takuu ei vaikuta kansallisen lainsäädännön

antamiin kulutustavaroiden kauppaa koskeviin laillisiin oikeuksiinne maassa, josta ostitte laitteen. Laitteen hankintataholla saattaa myös olla tätä kansainvälistä takuuta laajempi takuu. Kysykää lisätietoja hankintapaikasta.

Jos laite tarvitsee huoltoa

Ottakaa yhteyttä ensin laitteen hankintapaikkaan, josta voitte saada suoraan apua pienempiin ongelmiin ja säätöihin. Palveluntuottaja saattaa periä maksun palveluistaan.

Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen syy
Kuulokojeet eivät käynnisty, kun ne on poistettu latauslaitteesta	Latauslaitteella ei ollut tarpeeksi aikaa käynnistää kuulokojeita, ennen kuin ne otettiin pois latauslaitteesta
Kuulokojeet eivät lataudu, vaikka ne on asetettu latauslaitteeseen oikein.	Kuulokojeita ei ole laitettu oikein.
Kaksi latauslaitteen LED-merkkivaloa vilkkuu ORANSSINA	Kuulokojeen tai latauslaitteen lämpötila on joko liian alhainen tai liian korkea
Kolme latauslaitteen LED-merkkivaloa vilkkuu ORANSSINA	Järjestelmävirhe
Latauslaitteen LED-merkkivalot eivät syty, kun latauslaite kytketään virtalähteeseen	Latauslaite ei lataa

Ratkaisu

Laittakaa kuulokojeet latauslaitteen tai käyttäkää painiketta kuulokojeen käynnistämiseksi manuaalisesti

Varmistakaa, että kuulokojeet on laitettu oikein.

Jos ongelma jatkuu, lisätietoa saa audionomilta

Siirtäkää latauslaite ja kuulokoje paikkaan, jossa lämpötila on $+5 - 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($+41 - 104\text{ }^{\circ}\text{F}$)

Ottakaa yhteyttä audioniin

Tarkistakaa, että virtapistoke on kytketty oikein

Varmistakaa, että virtalähde tuottaa riittävästi virtaa latauslaitteelle

Jatkuu seuraavalla sivulla

Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen syy
Kuulokojeen LED vilkkuu ORANSSINA, kun kuulokoje on asetettu latauslaitteeseen, mutta se ei käynnisty latauslaitteesta poistettaessa.	Akun lataus on hyvin alhainen ja riittämätön kuulokojeen käynnistämiseen.
Kuulokojeen LED ei syty, kun kuulokoje laitetaan latauslaitteeseen	Latauslaitetta ei ole kytketty päälle
	Kuulokojeen tai latauslaitteen lämpötila on joko liian korkea tai matala
	Lataaminen on kesken. Latauslaite on keskeyttänyt lataamisen akun suojaamiseksi.
	Kuulokojetta ei ole asetettu latauslaitteeseen oikein
Kuulokojeen LED-valo vilkkuu ORANSSINA, kun kuulokoje laitetaan latauslaitteeseen	Järjestelmävirhe

Asettakaa kuulokoje latauslaitteeseen latauksen jatkamista varten.

Varmistakaa, että latauslaitteen pistoke on liitetty oikein tai että matka-akussa on riittävästi virtaa

Siirtäkää latauslaite ja kuulokoje paikkaan, jossa lämpötila on +5 - 40 °C (+41 - 104 °F)

Asettakaa kuulokoje latauslaitteeseen uudelleen.

Tarkistakaa, ettei latausporteissa ole vierasesineitä

Ottakaa yhteyttä audionomiin

< 8,15 mm >



> 19 mm <

< 9,0 mm >

< 15 mm >



oticon
life-changing **technology**

272474FI/2023.12.11 / v1